

IL4 Rabbit Polymab® Для Вестерн-Блоттинга, Elisa - P05112 / P07750

Артикул: CM0006937



введение

IL4 Rabbit PolymAb® — это кроличье моноклональное антитело, валидированное для вестерн-блоттинга и иммуноферментного анализа. Распознает человеческий и мышинный IL4, с предсказанной молекулярной массой 17 кДа. Идеально подходит для исследований передачи сигналов цитокинами, иммунной регуляции и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IL4 Rabbit PolymAb®
Примечания/Альтернативные названия	BSF1; IL-4; BCGF1; BSF-1; BCGF-1
Вид	Человек/Мышь
GeneID (Человек)	3565
GeneID	3565/16189
Иммуноген	Рекомбинантный белок человеческого/мышинного IL4.
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P05112/P07750
Молекулярная масса белка	17 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом