


Кроличья Поликлональное Антитело К Inmt Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицк, Ифа - O95050

Артикул: CM0014835



введение

Кроличье поликлональное антитело к индолилэтиламину N-метилтрансферазе (INMT) для Вестерн-блоттинга (WB), ИФ/ИЦК, ИФА. Подходит для образцов человека и мыши, обнаруживает полосу 29 кДа. Идеально подходит для исследований метилирования и детоксикации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	INMT кролик pAb
Примечания/Псевдоним	TEMT; INMT
Вид	Человек
ID гена (Человек)	11185
ID гена	11185
Иммуноген	Рекомбинантный белок: Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-263 человеческого INMT (NP_006765.4).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O95050
Молекулярный вес белка	29kDa
Доставка	Сумка со льдом