


Inos Rabbit Pab - P35228

Артикул: CM0013339



введение

Поликлональные антитела кролика, направленные против человеческого iNOS (NOS2), для Вестерн-блоттинга (WB), ИГХ (IHC-P), ИФ (IF/ICC), ИФА. Обнаруживает человеческий, мышинный и крысиный белки. 131 кДа. Идеально подходят для изучения воспаления и сигнальных путей NO.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	iNOS Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	NOS; INOS; NOS2A; HEP-NOS; iNOS
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4843
ID гена	4843
Иммуноген	Рекомбинантный белок; Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 948-1153 человеческого iNOS (NP_000616.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P35228
Молекулярный вес белка	131 кДа
Доставка	В ледяном пакете