

Кроличье Поликлональное Антитело К Inrpl1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - O15357

Артикул: CM0013309



введение

Кроличье поликлональное антитело к INPPL1 (SHIP2), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА; реагирует с белком человека, мыши и крысы. Нацелено на фосфатидилинозитолфосфатазу SHIP2, ключевого регулятора сигнального пути PI3K, для исследований в области метаболизма и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к INPPL1
Примечания/Альтернативные названия	OPSM2; SHIP2; INPPL1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3636
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 100-310 белка INPPL1 человека (NP_001558.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O15357
Молекулярная масса белка	139 кДа
Условия доставки	В термопакете со льдом