

Кроличье Поликлональное Антитело Insrr Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P14616

Артикул: CM0017739



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого INSRR (IRR) для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Инсулин-рецептор-родственный белок действует как pH-чувствительная рецепторная тирозинкиназа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	INSRR Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	IRR; INSRR
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3645
GeneID	3645
Иммуноген	Рекомбинантный белок (Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 747-921 человеческого INSRR (NP_055030.1))
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P14616
Молекулярная масса белка	144 кДа
Доставка	В пакете со льдом