

Интегрин Альфа V (Itgav/Cd51) Кроличьи Мат Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Пц (Внутр.), Ифа - P06756

Артикул: CM0003302



введение

Кроличий моноклональный антитело к интегрину альфа V (ITGAV/CD51) для человека, мыши, крысы. Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, проточной цитометрии, ИФА. Неконъюгированное, мишень ~116 кДа, синтетический пептидный иммуноген.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Интегрин альфа V (ITGAV/CD51) кроличьи мат
Примечания/Псевдонимы	CD51; MSK8; VNRA; VTNR; Интегрин альфа V (ITGAV/CD51)
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3685
GeneID	3685
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности внутри аминокислот 949-1048 человеческого интегрин альфа V (ITGAV/CD51) (NP_002201.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, FC (внутр.), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P06756
Молекулярный вес белка	116 кДа
Доставка	Сумка со льдом