

Кроличье Моноклональное Антитело К Интегрин-Связанной Киназе (Ilk) Для Wb, Elisa - Q13418

Артикул: CM0007837



введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческой интегрин-связанной киназы (ILK, P59, ILK-1, ILK-2). Валидировано для методов WB и ELISA; перекрестно реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Распознает каркасный белок массой 51 кДа, играющий критическую роль в передаче сигналов интегрина и динамике фокальных контактов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к ILK
Примечания/Синонимы	P59; ILK-1; ILK-2; p59ILK; HEL-S-28; интегрин-связанная киназа
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	3611
Идентификатор гена	3611
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 350-452 человеческой ILK (Q13418).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q13418
Молекулярная масса	51 кДа
Транспортировка	Ледяной пакет