

Кроличыи Поликлональные Антитела К Ipo11 Для Wb И Elisa — Q9Ui26

Артикул: CM0015976

введение

Поликлональные кроличьи антитела к IPO11, валидированные для WB и ELISA на образцах человека и мыши. Нацелены на Importin-11, рецептор ядерного транспорта, участвующий в Ran-зависимом импорте белков. Только для исследовательского использования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к IPO11
Примечания/алиас	RanBP11; IPO11
Вид	Человек
GeneID (человек)	51194
GeneID	51194
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 776–975 человеческого IPO11 (NP_057422.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q9Ui26
Молекулярная масса белка	113 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом