

Irak2 Кроличья Поликлональная Антитела Для Вестерн-Блоттинга, Elisa - O43187

Артикул: CM0028839



введение

IRAK2 Кроличьи Поликлональные Антитела, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ELISA. Реагируют с IRAK2 человека, мыши и крысы. Идеальны для исследований сигналинга IL-1 и врожденного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IRAK2 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	IRAK-2; IRAK2
Вид	Человек
GeneID (человек)	3656
GeneID	3656
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-270 IRAK2 человека (NP_001561.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O43187
Молекулярная масса белка	69 кДа
Доставка	В пакете со льдом