


Поликлональное Антитело Кролика Против Irak3 Для Wb И Elisa - Q9Y616

Артикул: CM0013864



введение

Поликлональное антитело кролика против IRAK3, валидированное для WB и ELISA. Обнаруживает эндогенный IRAK3 в образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения сигнальных путей рецептора IL-1 и Toll-подобных рецепторов. - Q9Y616

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IRAK3 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	ASRT5; IRAKM; IRAK3
Вид	Человек
GeneID (человек)	11213
GeneID	11213
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 367-596 человеческого IRAK3 (NP_009130.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9Y616
Молекулярная масса белка	68 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом