


Поликлональное Антитело Кролика Против Isg15 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P05161

Артикул: CM0013107



введение

Поликлональное антитело кролика против ISG15, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА на образцах человека и крысы. Белок, подобный убиквитину, ISG15 играет ключевые роли во врожденном противовирусном иммунитете и ISGилировании. Идеально для IVD и исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против ISG15
Примечания/Альтернативные названия	G1P2; IP17; UCRP; IFI15; IMD38; hUCRP; ISG15
Вид	Человек
ID гена (Человек)	9636
ID гена	9636
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-165 человеческого ISG15 (NP_005092.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P05161
Молекулярная масса белка	18 кДа
Доставка	В пакете со льдом