

Кроличье Поликлональное Антитело К Itgb3 Для Вестерн-Блоттинга, Проточной Цитометрии, Ифа - P05106

Артикул: CM0024490



введение

Кроличье поликлональное антитело к ITGB3, валидированное для Вестерн-блоттинга, проточной цитометрии, ИФА. Реагирует с белком человека, мыши, крысы. Интегрин бета-3 (CD61) необходим для агрегации тромбоцитов и адгезии клеток. Подходит для диагностических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к ITGB3
Примечания/Альтернативные названия	ITGB3; BDPLT16; BDPLT2; CD61; GP3A; GPIIIa; GT; интегрин бета-3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3690
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-718 человеческого ITGB3 (NP_000203.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, проточная цитометрия, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P05106
Молекулярная масса белка	86 кДа/87 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом