


Itpk1 Кролик Pab - Q13572

Артикул: CM0025819



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика против человеческого ITPK1, валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA, перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально подходит для изучения метаболизма инозитолфосфатов, апоптоза и некроптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ITPK1 Кролик pAb
Примечания/Альтернативные названия	ITRPK1; ITPK1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3705
ID гена	3705
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 185-414 человеческого ITPK1 (NP_055031.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13572
Молекулярная масса белка	46 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом