

Поликлональное Кроличье Антитело К Jab1/Csn5/Cops5 Для Wb И Elisa - Q92905

Артикул: CM0022270



введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого JAB1/CSN5/COPS5 (субъединица 5 сигнасомы COP9). Валидировано для WB и ELISA; перекрёстно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Позволяет изучать пути конъюгации убиквитина и денеддирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к JAB1/CSN5/COPS5
Примечания/синонимы	CSN5; JAB1; SGN5; MOV-34; JAB1/CSN5/COPS5
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	10987
Идентификатор гена	10987
Иммуноген	Рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-334 человеческого JAB1/CSN5/COPS5 (NP_006828.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q92905
Молекулярная масса белка	38 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом