

Кроличье Поликлональное Антитело К Jak2 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — O60674

Артикул: CM0016063



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого JAK2, валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Перекрёстно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований сигнального пути JAK/STAT и онкологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к JAK2
Примечания/алиас	JTK10; JAK2
Вид	Человек
GeneID (человек)	3717
GeneID	3717
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 933-1132 человеческого JAK2 (NP_004963.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O60674
Молекулярная масса белка	131 кДа
Доставка	Пакет со льдом