


Кроличье Моноклональное Антитело К Jnk3 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P53779

Артикул: CM0003495



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на JNK3/MAPK10, валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований стресс-активируемой сигнализации, нейронального апоптоза и циркадных ритмов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb к JNK3
Примечания/Альтернативные названия	JNK3; JNK3A; PRKM10; SAPK1b; p493F12; p54bSAPK
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5602
ID гена	5602
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 350-450 белка MAPK10 человека (P53779).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P53779
Молекулярная масса белка	44 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом