

Кроличий Поликлональный Антитело, Специфичный К К33-Линкейджу Полиубиквитина, Для Вестерн-Блоттинга, Дот-Блоттинга И Ифа

Артикул: CM0000043

введение

Кроличий поликлональный антитело, специфичное к К33-линкейджу, распознающее цепи полиубиквитина. Подходит для Вестерн-блоттинга, Дот-блоттинга и ИФА; перекрестно реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований сигналинга убиквитина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	K33-linkage Specific Polyubiquitin Rabbit pAb
GeneID (Человек)	7314
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Другие модифицированные антитела
Применение	WB, DB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
Доставка	Сумка-холодильник