

Поликлональное Антитело Кролика Против Полиубиквитина, Специфичное К Связи K48, Для Вестерн-Блоттинга, Дот-Блоттинга, Ифа

Артикул: CM0000033

введение

Поликлональное антитело кролика против полиубиквитина, специфичное к связи K48, подходит для Вестерн-блоттинга, дот-блоттинга и ИФА. Предполагаемая реактивность с человеком, мышью, крысой и широким кругом видов. Полезно для изучения убиквитин-протеасомного пути.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против полиубиквитина, специфичное к связи K48 (K48-linkage Specific Polyubiquitin Rabbit pAb)
ID гена (Человек)	7314
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности, содержащей полиубиквитинированный белок (связь K48).
Источник	Кролик
Категория	Другие модифицированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Дот-блоттинг (DB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другие (предполагается широкий спектр)
Доставка	В пакете со льдом