

Кроличье Моноклональное Антитело К Убиквитину, Специфичное К Связи K48 - P0CG47

Артикул: CM0005308



введение

Это кроличье моноклональное антитело специфически детектирует полиубиквитиновые цепи, связанные связью K48, в образцах человека. Подходит для применения в WB, IF/ICC и ИФА. Молекулярная масса мишени ~26 кДа (UniProt P0CG47).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к убиквитину, специфичное к связи K48
Примечания/Псевдонимы	HEL-S-50; Убиквитин, специфичный к связи K48
Вид	Человек
ID гена	7314
Иммуноген	Синтетический пептид — синтетический пептид, соответствующий последовательности, включающей белок убиквитин (связь K48)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P0CG47
Молекулярная масса белка	26 кДа
Доставка	Сухой лед