

Специфичная К К6-Сцеплению Полиубиквитиновая Кроличья Поликлональная Антитело (Пкл) | Вб, Тб, Ифа Для Исследований Пути Убиквитина

Артикул: CM0000048

введение

Кроличье поликлональное антитело, специфичное к полиубиквитиновым цепям, связанным по К6. Валидировано для вестерн-блота, дот-блота и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинными и крысиными образцами. Идеально подходит для детекции, специфичной к типу сцепления убиквитина, при разработке и исследованиях ИВД тест-систем.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Специфичная к К6-сцеплению полиубиквитиновая кроличья пКл
GeneID (человек)	7314
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности, содержащей полиубиквитинированный белок (сцепление по К6)
Источник	Кролик
Категория	Другие модифицированные антитела
Применение	ВБ, ТБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, крыса
Доставка	Холодовой пакет