

Поликлональное Антитело Кролика, Специфичное К Полиубиквитину С K63-Связью, Для Применения В Дот-Блоттинге И Elisa

Артикул: CM0000059

введение

Это поликлональное антитело кролика специфично нацелено на белки, полиубиквитинированные с помощью K63-связи, и подходит для дот-блоттинга и ELISA. Предполагается его широкое перекрестное реагирование с белками человека, мыши, крысы и других видов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика, специфичное к полиубиквитину с K63-связью (K63-linkage Specific Polyubiquitin Rabbit pAb)
GeneID (Человек)	7314
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности, содержащей полиубиквитинированный белок (K63-связь)
Источник	Кролик
Категория	Другие модифицированные антитела
Применение	Дот-блот (DB), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другие (предполагается широкий спектр)
Доставка	В пакете со льдом