

Поликлональное Антитело Кролика К Kbtbd3 - Nr_081238.2

Артикул: CM0023149

введение

Поликлональное антитело кролика к KBTBD3 — это поликлональное антитело, полученное у кролика против рекомбинантного фрагмента мышиногo KBTBD3. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, имеет перекрестную реактивность с человеческим белком. Подходит для исследований в области убиквитинирования и нейробиологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика к KBTBD3
Примечания/Альтернативные названия	Bklhd3; 2200003A07Rik; KBTBD3
Вид	Мышь
ID гена (человек)	143879
ID гена (мышь)	69149
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 410-607 мышиногo KBTBD3 (NP_081238.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
Молекулярная масса белка	69 кДа
Доставка	Холодовой пакет