

Kbtbd7 Rabbit Pab - Q8Wvz9

Артикул: CM0027819

введение

KBTBD7 Rabbit pAb — это поликлональное антитело для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), нацеленное на человеческий KBTBD7 с перекрестной реактивностью на мышинный и крысиный белки. Исследует сигнальный путь RAC1, убиквитинирование и регуляцию цитоскелета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KBTBD7 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	KBTBD7
Вид	Человек
ID гена (Человек)	84078
ID гена	84078
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 475-684 человеческого KBTBD7 (NP_115514.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8WVZ9
Молекулярный вес белка	77кДа
Доставка	Сумка со льдом