


Кроличьи Поликлональные Антитела К Kcnc1 Для Wb, Elisa — P48547

Артикул: CM0025424



введение

Кроличьи поликлональные антитела к KCNC1, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), с широкой перекрестной реактивностью с антигенами человека, мыши и крысы. Распознают потенциалзависимый калиевый канал KCNC1 (Kv3.1), критический для быстрой реполяризации быстроразряжающихся нейронов мозга. Подходит для исследований в области нейронауки и изучения ионных каналов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KCNC1 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	KV4; EPM7; NGK2; KV3.1; KCNC1
Вид	Человек
GeneID (человек)	3746
GeneID	3746
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого KCNC1 (NP_004967.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P48547
Молекулярная масса белка	58 кДа
Доставка	Холодовый пакет