


## Поликлональное Антитело К Kcnk9 (Кролик) Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Npc2

Артикул: CM0029373



### введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика против KCNK9 для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с KCNK9 человека, мыши и крысы — рН-чувствительным калиевым каналом, участвующим в нейрональной возбудимости и регуляции гормонов. Идеально для исследований в нейронауках и изучения ионных каналов.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                                           |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | KCNK9 Кролик pAb                                                                                                                                   |
| Примечания/Альтернативные названия | КТЗ.2; TASK3; BIBARS; K2p9.1; TASK-3; TASK32; KCNK9                                                                                                |
| Вид                                | Человек                                                                                                                                            |
| GeneID (Человек)                   | 51305                                                                                                                                              |
| GeneID                             | 51305                                                                                                                                              |
| Иммуноген                          | Синтетический пептид: Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 белка KCNK9 человека (NP_001269463.1). |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                                             |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                                                            |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг (WB), ИФА                                                                                                                         |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                               |
| SWISS                              | Q9NPC2                                                                                                                                             |
| Молекулярная масса белка           | 42 кДа                                                                                                                                             |
| Условия доставки                   | В сумке со льдом                                                                                                                                   |