


Кроличья Поликлональная Антитело К Kcnmb2 Для Вб, Ифа - Q9Y691

Артикул: CM0016967



введение

Кроличья поликлональная антитело к KCNMB2, валидированная для вестерн-блоттинга и ИФА, реагирующая с человеческим, мышинным и крысиным белком. Нацелена на бета-2-субъединицу канала ВК, модулирует инактивацию калиевого канала KCNMA1. Подходит для исследования ионных каналов в неврологических и почечных тканях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья пАб к KCNMB2
Примечания/псевдонимы	KCNMB2
Вид	Человек
ID гена (человек)	10242
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот 68-194 человеческого KCNMB2 (NP_005823.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	Q9Y691
Молекулярная масса белка	27 кДа
Доставка	Айс-пакет