


Поликлональное Антитело Кролика К Kcnu1 Для Wb И Elisa — A8Myu2

Артикул: CM0014840



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого KCNU1 (Slo3/KCa5). Валидировано для WB и ELISA; дает перекрестную реакцию с белком крысы. Нацелено на специфичный для яичек калиевый канал, играющий ключевую роль в капацитации сперматозоидов и фертильности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KCNU1 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	KCa5; Slo3; KCNMC1; KCa5.1; Kcnma3; SPGF79; KCNU1
Вид	Человек
GeneID (человек)	157855
GeneID	157855
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 920–1149 человеческого KCNU1 (NP_001027006.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	A8MYU2
Молекулярная масса белка	130 кДа
Условия доставки	Хладоэлемент