

Проверенное Kd Кроличья Поликлональная Антитело Против Абса6 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q8N139

Артикул: CM0020664

введение

Проверенное KD кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого ABCA6. Подходит для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), с реактивностью в отношении человека, мыши и крысы. ABCA6 — вероятный макрофагальный липидный транспортер, локализованный в аппарате Гольджи.

[Узнать больше](#)

Название	Значение
Название продукта	[Проверенное KD] ABCA6 кроличье pAb
Примечания/Псевдоним	EST155051; [Проверенное KD] ABCA6
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	23460
GeneID	23460
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1518-1617 человеческого ABCA6 (NP_525023.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8N139
Молекулярный вес белка	184кДа
Доставка	Сумка со льдом