


[Kd Validated] Кроличье Моноклональное Антитело Против Adar1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-Парафин, Иф/Ицх, Elisa - P55265

Артикул: CM0011550



введение

Это [KD Validated] рекомбинантное кроличье моноклональное антитело нацелено на человеческий ADAR1 (P55265, 136 кДа). Валидировано для вестерн-блоттинга, ИГХ-парафин, ИФ/ИЦХ и ELISA. Подходит для исследований редактирования РНК и врожденного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[KD Validated] ADAR1 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	DSH; AGS6; G1P1; IFI4; P136; ADAR1; DRADA; DSRAD; IFI-4; K88DSRBP
Вид	Человек
ID гена (Человек)	103
ID гена	103
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 610-810 человеческого ADAR1 (NP_001102.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-парафин, ИФ/ИЦХ, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P55265
Молекулярная масса белка	136 кДа
Доставка	В пакете со льдом