

Моноклональное Антитело Кролика Против Atf1, Валидированное Kd, Для Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa — P18846

Артикул: CM0011458

введение

Моноклональное антитело кролика против человеческого ATF1 (TREB36, EWS-ATF1), валидированное KD. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Подходит для WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Идеально подходит для изучения регуляции транскрипции, пролиферации клеток и стрессовых ответов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано KD] ATF1, кроличье моноклональное антитело
Примечания/синонимы	TREB36; EWS-ATF1; FUS/ATF-1
Вид	Человек
GeneID (человек)	466
GeneID	466
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P18846
Молекулярная масса белка	29 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом