

[Валидация Kd] Кроличье Моноклональное Антитело К Ауроре В Для Вб, Иф/Икк, Ифа - Q96Gd4

Артикул: CM0004060



введение

Надежное [валидированное по KD] кроличье моноклональное антитело к ауроре В, подходящее для применения в Вестерн-блоттинге (ВБ), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (ИФ/ИКК) и ИФА. Обнаруживает ауроракиназу В в пробах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований митоза, сегрегации хромосом и цитокинеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидация KD] Кроличье моноклональное антитело (mAb) к ауроре В
Примечания/алиасы	AIK2; AIM1; ARK2; AurB; IPL1; STK5; AIM-1; ARK-2; STK-1; STK12; PPP1R48; aurkb-sv1; aurkb-sv2; [Валидация KD] Aurora B
Вид	Человек
ID гена (человек)	9212
ID гена	9212
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 аурора В человека (NP_004208.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96GD4
Молекулярная масса белка	39 кДа
Доставка	Ледяной пакет