

[Проверено Kd] Кроличий Моноклональный Антитело Против Bcl-2 Для Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P10415

Артикул: CM0002068



введение

Высокоспецифичное [Проверено KD] кроличье моноклональное антитело против Bcl-2, валидированное для WB, IHC-P, IP, ELISA. Распознает человеческий и мышиный Bcl-2 с прогнозируемой молекулярной массой 26 кДа. Идеально подходит для исследований апоптоза и аутофагии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Проверено KD] Кроличье мАб против Bcl-2
Примечания/Псевдоним	Bcl-2; PPP1R50
Вид	Человек
GeneID (Человек)	596
GeneID	596
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-211 человеческого Bcl-2 (P10415).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P10415
Молекулярная масса белка	26 кДа
Доставка	Сумка со льдом