

Моноклональное Антитело К Bub1, Валидированное Кд, Для Вб, Ифа - O43683

Артикул: CM0006775



введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому BUB1, валидированное методом кинетической детекции (КД), подходит для вестерн-блоттинга и ИФА. Является необходимым компонентом контрольной точки сборки веретена деления и выравнивания хромосом во время митоза. Перекрестно реагирует с белком человека. Молекулярная масса белка ~115-122 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидированное КД] Кроличье моноклональное антитело к BUB1
Примечания/Алиасы	BUB1A, BUB1L, hBUB1, MCPH30, Валидированное КД BUB1
Вид	Человек
ID гена (человек)	699
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-150 человеческого BUB1. (NP_004327.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O43683
Молекулярная масса белка	115 кДа / 120 кДа / 122 кДа
Доставка	Холодовая упаковка