

[Валидировано Kd] Кроличья Поликлональная Антитело Против Cat1 Для Вестерн-Блоттинга - P30825

Артикул: CM0028158

введение

Кроличья поликлональная антитело к высокоаффинному транспортеру катионных аминокислот 1 (CAT1/SLC7A1), валидированное для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА; обнаруживает человеческий и мышиный CAT1. Подходит для изучения транспорта и вирусных рецепторов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано KD] CAT1 Кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	ERR; ATRC1; CAT-1; HCAT1; REC1L
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6541
GeneID	6541
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 200-300 человеческого SLC7A1 (NP_003036.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P30825
Молекулярный вес белка	68кДа
Доставка	Ледяной пакет