


[Валидировано Kd] Кроличье Моноклональное Антитело Против Ccnt1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ип, Иф/Ицк, Ифа - O60563

Артикул: CM0007726



введение

Валидированное кроличье моноклональное антитело против человеческого циклина T1 (CCNT1), необходимого для элонгации транскрипции. Подходит для WB, IP, IF/ICC и ELISA. Идеально подходит для исследований транскрипции и ВИЧ.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано KD] CCNT1 кроличье МАТ
Примечания / Псевдоним	CCNT; CYCT1; HIVE1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	904
ID гена	904
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 621-720 человеческого циклина T1 (NP_001231.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O60563
Молекулярный вес белка	81кДа
Доставка	Сумка со льдом