

[Kd Validated] Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd98/Slc3A2 Человека Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Проточной Цитометрии, Elisa - P08195

Артикул: CM0005096



введение

Валидированное KD кроличье моноклональное антитело против человеческого CD98/SLC3A2 (4F2hc), валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, проточной цитометрии, ELISA. Ключевой белок для транспорта аминокислот, сигналинга интегринов и проникновения вирусов. Идеально для исследований рака и инфекций.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[KD Validated] CD98/SLC3A2 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	4F2; CD98; MDU1; 4F2HC; 4T2HC; NACAE; CD98HC; CD98/SLC3A2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6520
GeneID	6520
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 206-630 человеческого CD98/SLC3A2 (NP_002385.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, проточная цитометрия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P08195
Молекулярная масса белка	57кДа/61кДа/67кДа/68кДа/71кДа
Условия доставки	В пакете со льдом