


[Валидировано Kd] Кроличье Моноклональное Антитело Против Cyb5R3 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - P00387

Артикул: CM0005014



введение

Валидированное KD кроличье моноклональное антитело против человеческого CYB5R3 (DIA1/B5R) для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА. Реагирует с человеческим, мышинным, крысиным белком. Белок 34 кДа. Идеально для исследований метаболизма и эритроидных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано KD] Кроличье mAb против CYB5R3
Примечания/Альтернативные названия	B5R; DIA1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1727
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 27-301 человеческого CYB5R3 (NP_000389.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P00387
Молекулярная масса белка	34 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом