


Валидированное Kd Кроличье Моноклональное Антитело К Циклофилину F Для Wb, Ihc-P, Elisa — P30405

Артикул: CM0009828



введение

Валидированное KD кроличье моноклональное антитело к циклофилину F человека (PPIF, CypD). Применения: WB, IHC-P, ELISA. Идеально подходит для исследований митохондриального апоптоза, некроза и поры переходной проницаемости. Молекулярная масса 22 кДа, реагирует с белком человека.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидированное KD] кроличье моноклональное антитело к циклофилину F
Примечания/синонимы	CYP3; CypD; Cyp-M; Cyp-D
Вид	Человек
GeneID (человек)	10105
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 108-207 циклофилина F человека (NP_005720.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P30405
Молекулярная масса белка	22 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом