

Валидированное Kd Кроличье Моноклональное Антитело Против Dnmt1 Для Wb, Ip, Elisa - P26358

Артикул: CM0003731



введение

Валидированное KD рекомбинантное кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого DNMT1. Валидировано для WB, IP, ELISA. Перекрестная реакция с человеком, мышью, крысой. Подходит для изучения метилирования ДНК, эпигенетического наследования и развития рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	[Валидировано KD] DNMT1 кроличье мАт
Примечания/Псевдоним	AIM; DNMT; MCMT; CXHC9; HSN1E; ADCADN; m.Hsal; [Валидировано KD] DNMT1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1786
ID гена	1786
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P26358
Молекулярный вес белка	183 кДа
Доставка	Сумка со льдом