


Валидированная Кд Моноклональная Антитело Против Dync1H1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14204

Артикул: CM0009089



введение

Валидированное КД кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого DYNC1H1. Подходит для применения в WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Реагирует с человеческим, мышинным и крысиным белком. Специфично к цитоплазматической тяжелой цепи динеина 1.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидированное КД] DYNC1H1 Кроличье мКЛА
Примечания/Алиасы	p22; DHC1; DNCL; DYHC; HL-3; CMT20; DHC1a; DNCH1; DNECL; Dnchc1; CDCBM13; SMALED1
Вид	Человек
ID гена (человек)	1778
ID гена	1778
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 1-210 человеческого DYNC1H1 (NP_001367.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q14204
Молекулярная масса белка	532 кДа
Доставка	Холодильный пакет