

[Kd Валидировано] Моноклональное Антитело Против EchS1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — P30084

Артикул: CM0010178



введение

[KD валидировано] Кроличье моноклональное антитело ECHS1 для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Распознаёт ECHS1 человека, мыши и крысы. Рекомбинантный иммуноген; нацелен на энойл-КоА-гидратазу в исследованиях окисления жирных кислот и нейродегенерации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[KD валидировано] Кроличье моноклональное антитело ECHS1
Примечания/синонимы	SCEH; mECH; mECH1; ECHS1D
Вид	Человек
GeneID (человек)	1892
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 28-290 человеческого ECHS1 (NP_004083.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P30084
Молекулярная масса белка	31 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом