

[Проверено Kd] Кроличья Поликлональная Антитело Против Eif4E Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Икк, Ип, Elisa - P06730

Артикул: CM0023617



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого eIF4E, фактора инициации трансляции. Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИКК, ИП и ELISA. Реагирует с eIF4E человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения кэп-зависимой трансляции и экспорта мРНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	[Проверено KD] Кроличье rAb против eIF4E
Примечания/Альтернативные названия	CBP; EIF4F; AUTS19; EIF4E1; eIF-4E; EIF4EL1; 4E
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1977
GeneID	1977
Иммуноген	Синтетический пептид; Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого eIF4E (NP_001959.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИКК, ИП, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P06730
Молекулярная масса белка	25 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом