


[Проверено Kd] Поликлональное Антитело Против Erk1 Для Вестерн-Блоттинга, Иммуногистохимии На Парафиновых Срезах, Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии, Elisa - P27361

Артикул: CM0013511



введение

[Проверено KD] Кроличье поликлональное антитело против человеческого ERK1, валидировано для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии на парафиновых срезах, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, ELISA. Реагирует с человеческим, мышинным, крысиным белком. Идеально для исследований сигнального пути MAPK/ERK.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Проверено KD] Кроличье pAb против ERK1
Примечания/Альтернативные названия	ERK1, ERT2, ERK-1, PRKM3, P44ERK1, P44MAPK, HS44KDAP, HUMKER1A, p44-ERK1, p44-MAPK, K1
Вид	Человек
ID гена	5595
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-100 человеческого ERK1 (NP_002737.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммуногистохимия на парафиновых срезах, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P27361
Молекулярная масса белка	43 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом