


[Проверено Kd] Кроличье Моноклональное Антитело К Легкой Цепи Ферритина (Ftl) Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P02792

Артикул: CM0002011



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на легкую цепь ферритина человека (FTL). Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА; перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Полезно для исследований гомеостаза железа и нейродегенерации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Проверено KD] Кроличье моноклональное антитело к легкой цепи ферритина
Примечания/Альтернативные названия	LFTD; NBIA3; Легкая цепь ферритина
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2512
ID гена	2512
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-175 легкой цепи ферритина человека (NP_000137.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P02792
Молекулярная масса белка	20 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом