

[Kd Валидировано] Поликлональное Антитело Против Fgfr3 Для Вестерн-Блоттинга, Проточной Цитометрии, Elisa - P22607

Артикул: CM0019096



введение

Кроличье поликлональное антитело, валидированное методом KD, нацеленное на человеческий FGFR3 (P22607), подходит для Вестерн-блоттинга, проточной цитометрии и ELISA. FGFR3, рецепторная тирозинкиназа, играет ключевую роль в развитии скелета и онкогенезе, что делает его важной мишенью для исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[KD Валидировано] FGFR3 Кроличье пАт
Примечания/Альтернативные названия	FGFR3; ACH; CD333; CEK2; HSFGR3EX; JTK4; рецептор фактора роста фибробластов 3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2261
GeneID	2261
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 23-375 человеческого FGFR3 (NP_000133.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), проточная цитометрия (FC), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P22607
Молекулярная масса белка	75 кДа/85 кДа/87 кДа/88 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом