

Кроличья Моноклональная Антитела К Gm130, Валидированные Методом Кд, Для Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa — Q08379

Артикул: CM0010632



введение

Кроличья моноклональная антитела к GM130 (GOLGA2), валидированная методом кинетической денатурации, для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции, ИГХ и ELISA. Обнаруживает белок человека, мыши и крысы. Подходит для исследований аппарата Гольджи и деления клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидированные КД] Кроличье моноклональное антитело к GM130
Примечания/Альтернативные названия	GM130; DEDHMB
Вид	Человек
ID гена (человек)	2801
ID гена	2801
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 20-300 человеческого GM130 (NP_004477.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q08379
Молекулярная масса белка	113 кДа
Доставка	Холодильный пакет