

[Kd Validated] Поликлональные Антитела Кролика К Gpld1 Для Wb, Elisa - P80108

Артикул: CM0020054

введение

Высококачественные [KD Validated] поликлональные антитела кролика к GPLD1, валидированные для WB и ELISA, распознающие GPLD1 человека и мыши (~92 кДа). Идеально подходят для изучения расщепления GPI-якоря и сигнальных путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[KD Validated] Поликлональные антитела кролика к GPLD1
Примечания/Синонимы	PLD; GPIPLD; PIGPLD; GPIPLDM; PIGPLD1; [KD Validated] GPLD1
Вид	Человек
ID гена (человек)	2822
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24-160 GPLD1 человека (NP_001494.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P80108
Молекулярная масса белка	92 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом