


[Проверено Kd] Поликлональное Антитело Против Grx4 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — P36969

Артикул: CM0022677



введение

[Проверено KD] кроличье поликлональное антитело против GPX4, валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Необходимо для изучения ферроптоза и окислительного стресса. Белок 22 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Проверено KD] кроличье поликлональное антитело против GPX4
Примечания/синонимы	MCSP; SMDS; GPx-4; PHGPx; snGPx; GSHPx-4; snPHGPx; GPX4
Вид	Человек
GeneID (человек)	2879
GeneID	2879
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 74–197 GPX4 (NP_002076.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P36969
Молекулярная масса белка	22 кДа
Условия доставки	Хладоэлемент