


Валидированное Кроличье Поликлональное Антитело Kd Против Hnrnpa2b1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P22626

Артикул: CM0026205



введение

Валидированное KD кроличье поликлональное антитело против человеческого HNRNPA2B1. Подходит для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА; реагирует с белками человека, мыши, крысы. Идеально для исследований процессинга и транспорта РНК, а также врожденного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано KD] Кроличье pAb против HNRNPA2B1
Примечания/Альтернативные названия	RNPA2; HNRPA2; HNRPB1; SNRPB1; HNRNPA2; HNRNPB1; IBMPFD2; HNRPA2B1; B1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3181
ID гена	3181
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 150-250 человеческого HNRNPA2B1 (NP_112533.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P22626
Молекулярная масса белка	37 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом