


[Kd Validated] Кроличье Моноклональное Антитело К Hsp90B1 Для Wb, Ihc-P, Elisa - P14625

Артикул: CM0008758



введение

Кроличье моноклональное антитело к HSP90B1 (GRP94), валидированное методом нокдауна (KD), для вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии (IHC-P) и ИФА (ELISA). Реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения функции шаперонов ЭПР и сигнальных путей Wnt/TLR.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[KD Validated] Кроличье моноклональное антитело к HSP90B1
Примечания/Синонимы	ECGP; GP96; TRA1; GRP94; HEL35; HEL-S-125m
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7184
GeneID	7184
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 616-715 белка HSP90B1 человека (NP_003290.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P14625
Молекулярная масса	92 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом